

INFASOURCE®

Energirig ernæring til spædbørn og små børn med klinisk bekræftet, højt energibehov

Infasource® er en ernæringsmæssigt fuldgyltig specialernæring med høj energitæthed, tilpasset spædbørn og små børn med klinisk bekræftet, højt energibehov.

Infasource® indeholder delvist hydrolyseret valleprotein.

ANVENDELSE

Infasource® er en fødevarer til særlige medicinske formål. Den er beregnet til ernæringsbehandling af spædbørn og små børn med et klinisk bekræftet, højt energibehov. Infasource® kan anvendes som eneste ernæringskilde fra fødslen og op til 12 måneder eller som ernæringstilskud op til 24 måneder. Ikke egnet til komælksproteinallergi.

Flasken skal rystes før brug.


DOSERING

Dagligt nærings- og væskeindtag skal beregnes af en læge eller diætist.

OPBEVARING / HÆNGETID

Uåbnede flasker opbevares tørt og køligt. Ved oral madning med sutteflaske: påbegyndt, opvarmet portion skal bruges inden for en time. Ved sondeernæring: Når sammenkoblet med ernærings sæt eller overført til andet sterilt, lukket system, skal indgift gives inden for 6 timer.

Åbnede flasker med urørt produkt opbevares på køl og skal anvendes inden for 24 timer.



Vigtig information! Amning er det bedste for spædbarnet i de første måneder og skal altid vælges hvis muligt. Fødevarer til særlige medicinske formål (FSMP), der er udviklet til at dække spædbørns ernæringsmæssige behov skal anvendes under lægelig overvågning, og når alle andre muligheder inklusiv amning er prøvet.

For sundhedsfagligt personale

NÆRINGSDEKLARATION pr. 100 ml

Energi	kcal	100
	kJ	418
Fedt (50 E%)	g	5,5
– heraf mættet fedt	g	1,9
– heraf enkeltumættet fedt	g	2,0
– heraf flerumættet	g	1,0
– DHA	mg	30
– ARA	mg	30
Forholdet n-6:n-3		7,2:1
Kulhydrat (40 E%)	g	10
– heraf sukkerarter	g	6,7
– heraf laktose	g	6,4
Protein (10 E%)	g	2,6
peptider (delvist hydrolyseret valleprotein)		
Salt	g	0,092
MINERALER		
Natrium	mg	37
	mmol	1,6
Kalium	mg	115
	mmol	2,9
Chlorid	mg	83
	mmol	2,3
Calcium	mg	100
	mmol	2,5
Phosphor	mg	60
	mmol	2,0
Phosphat	mg	184
	mmol	2,0
Magnesium	mg	11
	mmol	0,5
Jern	mg	1,0
Zink	mg	1,1
Kobber	mg	0,08
Mangan	mg	0,019
Fluorid	mg	<0,1
Selen	µg	4,5
Chrom	µg	<10
Molybdæn	µg	<14
Jod	µg	19
VITAMINER		
Vitamin A	µg RE	100
Vitamin D	µg	2,5
Vitamin E	mg	2,3
Vitamin K	µg	8,9
Vitamin C	mg	20
Niacin	mg/mg NE	1,0/1,8
Thiamin	mg	0,14
Thiamin	mg	0,21
Vitamin B₆	mg	0,09
Folsyre	µg/µg DFE	17/28
Vitamin B₁₂	µg	0,34
Biotin	µg	2,8
Pantothensyre	mg	0,94
ØVRIGE NÆRINGSSTOFFER		
Cholin	mg	30
Taurin	mg	8,3
Inositol	mg	20
L-karnitin	mg	1,8
Osmolaritet	mOsm/L	336
Osmolalitet	mOsm/kg	395
Vandindhold	g/100 ml	86

RE: Retinolækvivalent, NE: Niacinækvivalent, DFE = Kostfolatækvivalent

INGREDIENSER

Vand, delvist hydrolyseret valleprotein (fra **mælk**), vegetabiliske olier (solsikkeolie, strukturerede lipider fra palme-, raps- og kokosolie), maltodextrin, **laktose**, mineraler (calciumphosphat, kaliumchlorid, magnesiumcitrat, kaliumphosphat, natriumchlorid, calciumchlorid, jernsulfat, zinksulfat, kobbersulfat, mangansulfat, kaliumjodid, natriumselenat), **fiskeolie** (DHA), surhedsregulerende middel (E330), ARA fra Mortierella alpina olie, L-histidin, cholinchlorid, vitaminer (C, E, pantothensyre, niacin, tiamin, riboflavin, A, B₆, B₁₂, biotin, K, folsyre, D), inositol, L-arginin, taurin, L-karnitin.

Kontroller altid oplysningerne på emballagen før brug.

Halal-certificeret

Infasource® er tilskudsberettiget og kan ordineres på den grønne ordination.