

## PEPTAMEN® JUNIOR 0.6

### Peptidbaseret sondeernæring til børn med sygdomsrelateret underernæring og nedsat energibehov

Peptamen® Junior 0.6 er en sondeernæring med en særlig sammensætning, der er udviklet til imødekomme ernæringsbehovet hos patienter med sygdomsrelateret underernæring og nedsat energibehov grundet svære neurologiske lidelser, og som samtidig har tarmatoni eller svære motilitetsproblemer. Peptamen® Junior 0.6 er særligt tilpasset børn fra 1 år og består af hydrolyseret valleprotein.

#### ANVENDELSE

Fødevarer til særlige medicinske formål. Enteral peptidbaseret sondeernæring til ernæringsmæssig håndtering af patienter med sygdomsrelateret underernæring og nedsat energibehov grundet svære neurologiske lidelser, og som samtidig har tarmatoni eller svære motilitetsproblemer. Skal anvendes under lægelig overvågning. Sondeernæringen er egnet som eneste ernæringskilde. Ikke egnet til patienter med komælksproteinallergi. Til børn fra 1 års alderen.

Flasken rystes før brug.

#### DOSERING

Det anbefalede daglige indtag baseres på en grundig og kontinuerlig vurdering af barnets behov og er ifølge lægens ordination.

#### OPBEVARING OG HÆNGETID

Uåbnet emballage opbevares tørt og køligt. Hænetid i et lukket system er 24 timer. Åbnet emballage med ubrugt mængde kan lukkes til, opbevares på køl og anvendes inden for 24 timer efter åbning.



## NÆRINGSDEKLARATION pr. 100 ml

<b>Energi</b>	kcal	60
	kJ	254
<b>Fedt (37 E%)</b>	g	2,5
– heraf mættet fedt	g	1,3
– MCT	g	0,89
– heraf enkeltumættet fedt	g	0,26
– heraf flerumættet	g	0,64
– Omega-3	mg	86
Forholdet n-6:n-3		5,8:1
<b>Kulhydrat (45 E%)</b>	g	6,8
– heraf sukkerarter	g	1,5
– heraf laktose	g	<0,2
<b>Kostfibre (3 E%)</b>	g	0,80
– heraf opløselige	g	0,40
– heraf uopløselige	g	0,40
<b>Protein (15 E%)</b>	g	2,3
peptider (hydrolyseret valleprotein)		
<b>Salt</b>	g	0,13
<b>MINERALER</b>		
<b>Natrium</b>	mg	52
	mmol	2,3
<b>Kalium</b>	mg	126
	mmol	3,2
<b>Chlorid</b>	mg	77
	mmol	2,2
<b>Calcium</b>	mg	68
	mmol	1,7
<b>Phosphor</b>	mg	34
	mmol	1,1
<b>Phosphat</b>	mg	104
	mmol	1,1
<b>Magnesium</b>	mg	20
	mmol	0,8
<b>Jern</b>	mg	0,86
<b>Zink</b>	mg	0,61
<b>Kobber</b>	mg	0,070
<b>Mangan</b>	mg	0,14
<b>Fluorid</b>	mg	0,070
<b>Selen</b>	µg	3,0
<b>Chrom</b>	µg	2,4
<b>Molybdæn</b>	µg	5,0
<b>Jod</b>	µg	11
<b>VITAMINER</b>		
<b>Vitamin A</b>	µg	50
<b>Vitamin D</b>	µg	1,6
<b>Vitamin E</b>	mg	0,90
<b>Vitamin K</b>	µg	4,2
<b>Vitamin C</b>	mg	6,0
<b>Thiamin</b>	mg	0,080
<b>Riboflavin</b>	mg	0,12
<b>Niacin</b>	mg/mg NE	1,04/1,7
<b>Vitamin B<sub>6</sub></b>	mg	0,10
<b>Folsyre</b>	µg	14
<b>Vitamin B<sub>12</sub></b>	µg	0,24
<b>Biotin</b>	µg	2,7
<b>Pantothensyre</b>	mg	0,44
<b>ØVRIGE NÆRINGSSTOFFER</b>		
<b>Kolin</b>	mg	25
<b>Taurin</b>	mg	7,5
<b>L-karnitin</b>	mg	4,0
<b>Osmolaritet</b>	mOsm/L	206
<b>Osmolalitet</b>	mOsm/kg H <sub>2</sub> O	227
<b>Vandindhold</b>	g/100 ml	90

NE: Niacinækvivalent

## INGREDIENSER

Vand, maltodextrin, hydrolyseret valleprotein (**mælk**), sojabønneolie, stivelse, saccharose, MCT-olie, fibre (delvist hydrolyseret guar gummi, ærte-fiber), mineraler (kaliumcitrat, calciumphosphat, magnesiumchlorid, natriumchlorid, calciumcitrat, natriumphosphat, magnesiumoxid, jernsulfat, zinksulfat, kobberglukonat, mangansulfat, natriumfluorid, kaliumjodid, chromchlorid, natriumselenit, natriummolybdat), emulgator (E472c, E471), **fiskeolie**, kolinbitartrat, vitaminer (C, niacin, E, pantothensyre, B<sub>6</sub>, riboflavin, thiamin, A, folsyre, biotin, K, D, B<sub>12</sub>), stabilisator.

Kontroller altid oplysningerne på emballagen før brug.

**Glutenfri**

**Halal-certificeret**

**Peptamen® Junior 0.6 er tilskudsberettiget og kan ordineres på den grønne ordination.**