

Produktdatablad

Produkt navn Mic-Key, gastrostomiknapsonde, sæt, 3,0 cm, steril

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10003149



Specifikationer

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Ref.nummer | 8140-24-3.0 |
| Indhold/salgsenhed | 1 Styk |
| Colli | 1 Styk |
| EAN nummer på salgsenhed | 00350770428444 |
| Regulativ | MDD (93/42) |
| Oprindelsesland | MEXICO |
| Latex Ja/Nej | Free from latex |
| PVC Ja/Nej | Free from PVC (health care items) |
| Bemærkninger | |

Forpakning

| Længde | Bredde | Højde | Vægt |
|--------|---------|---------|----------|
| 4.7 cm | 28.6 cm | 19.2 cm | 0.354 kg |