

Produktdatablad

Produktnavn Ambu blue sensor,
EKG elektrode, VLC med knap,
beigefarvet, våd gel, 72 mm x 68
mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10003387



Specifikationer

Ref.nummer	VLC-00-S/25
Indhold/salgsenhed	25 pakke
Colli	20 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	MALAYSIA
Latex Ja/Nej	Free from latex
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
1 cm	22 cm	22 cm	0.84 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk