

Produktdatablad

Produktnavn Fusione, polyisopren OP handske, polymercoated, steril, str 7,5

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10003392



Specifikationer

Ref.nummer	120.00.04
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	4 Par
EAN nummer på salgsenhed	29555076107818
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	MALAYSIA
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
15.5 cm	21.8 cm	28.5 cm	2.025 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk