

Produktdatablad

Produktnavn Profeel DHD
Polyisoprene, non - latex, OP
handske, hvid, pudderfri, steril, str.
8,5

Mediq varenr.: 10003395

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	P3385-56
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	4 Par
EAN nummer på salgsenhed	09557955009516
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	MALAYSIA
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
22.5 cm	15.2 cm	29 cm	2 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk