

Produktdatablad

Produktnavn Paramount, ringcurette, engangs, steril, 3 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10003434



Specifikationer

Ref.nummer	DCS3.0
Indhold/salgsenhed	10 pakke
Colli	50 Styk
EAN nummer på salgsenhed	8903175002966
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	INDIA
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
4.2 cm	7 cm	21.2 cm	0.13 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk