

Produktdatablad

Produktnavn 3M, oplader til klippemaskine med fleksibelt hoved

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10003518



Specifikationer

Ref.nummer	9668L
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	50707387789751
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	UNITED STATES
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6 cm	9 cm	18 cm	0.26 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk