

Produktdatablad

Produktnavn Profeel DHD
Polyisoprene, non - latex, OP
handske, hvid, pudderfri, steril, str 6

Mediq varenr.: 10003577

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	P3360-56
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	4 Par
EAN nummer på salgsenhed	09557955009462
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	MALAYSIA
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
22.5 cm	15 cm	29 cm	1.815 kg