

Produktdatablad

Produktnavn Profeel DHD Polyisoprene, non - latex, OP handske, hvid, pudderfri, steril, str 7

Mediq varenr.: 10003806

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	P3370-56
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	4 Par
EAN nummer på salgsenhed	09557795006102
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	MALAYSIA
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
15 cm	23 cm	29 cm	1.95 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk