

Produktdatablad

Produktnavn Ambu blue sensor, EKG elektrode, SU til klemme

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10003817



Specifikationer

Ref.nummer	SU-00-C/100
Indhold/salgsenhed	100 pakke
Colli	24 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	MALAYSIA
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
2.5 cm	13.2 cm	28 cm	0.088 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk