

Produktdatablad

Produktnavn Profeel DHD
Polyisoprene, non - latex, OP
handske, hvid, pudderfri, steril, str.
6,5

Mediq varenr.: 10003894

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	P3365-56
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	4 Par
EAN nummer på salgsenhed	09557795006096
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	MALAYSIA
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
15 cm	23 cm	59 cm	1.536 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk