

# Produktdatablad

## Produktnavn Fusione, polyisopren OP handske, polymercoated, steril, str. 8,5

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10003924



### Specifikationer

| Ref.nummer                | 120.00.06                         |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed        | 50 pakke                          |
| Colli                     | 4 Par                             |
| EAN nummer på salgsenhed  | 29555076107832                    |
| Regulativ                 | MDD (93/42)                       |
| Oprindelsesland           | MALAYSIA                          |
| Latex Ja/Nej              | Free from latex                   |
| PVC Ja/Nej                | Free from PVC (health care items) |
| Holdbarhed fra prod.datao | 60 måneder                        |
| Bemærkninger              |                                   |

### Forpakning

| Længde | Bredde | Højde | Vægt    |
|--------|--------|-------|---------|
| 22 cm  | 40 cm  | 40 cm | 3.13 kg |



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)