

Produktdatablad

Produktnavn Profeel DHD
Polyisoprene, non - latex, OP
handske, hvid, pudderfri, steril, str
7,5

Mediq varenr.: 10003927

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	P3375-56
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	4 Par
EAN nummer på salgsenhed	09557795006119
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	MALAYSIA
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
15 cm	23 cm	29 cm	2.2 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk