


Produktdatablad

Produktnavn Mic-Key, forlængerslange, ENFit, vinklet, 5 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10003943



Specifikationer

| | |
|------------------------|----------------|
| Ref.nummer | 0142-02 |
| Indhold/salgshed | 5 pakke |
| Colli | 1 Styk |
| EAN nummer på salgshed | 00350770441795 |
| Regulativ | MDD (93/42) |
| Oprindelsesland | MEXICO |
| Bemærkninger | |

Forpakning

| Længde | Bredde | Højde | Vægt |
|--------|--------|-------|---------|
| 4 cm | 16 cm | 17 cm | 0.12 kg |