

Produktdatablad

Produkt navn **Fusione, polyisopren**
OP handske, polymercoated, steril,
str. 6,5

Mediq varenr.: 10004112

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	120.00.02
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	4 Par
EAN nummer på salgsenhed	29555076107795
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	MALAYSIA
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
17.1 cm	23.1 cm	24.6 cm	2.39 kg