

Produktdatablad

Produktnavn Tegaderm Pad,
Filmforbinding med sårpude
2,5x4cm, steril, 5 cm x 7 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10004395



Specifikationer

Ref.nummer	3582
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	4 Styk
EAN nummer på salgsenhed	30707387435845
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6 cm	9.8 cm	15.3 cm	0.18 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk