

Produktdatablad

Produktnavn Tegaderm Pad,
Filmforbinding med sårpude
2,5x6cm, steril, 6 cm x 10 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10004397



Specifikationer

Ref.nummer	3584
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	4 Styk
EAN nummer på salgsenhed	30707387435852
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7.3 cm	10.5 cm	17.3 cm	0.25 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk