


Produktdatablad

Produktnavn Tegaderm film IV,
kanyleforbinding m/ramme+label,
steril, 6 cm x 7 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10004401



Specifikationer

Ref.nummer	1623W
Indhold/salgsenhed	100 pakke
Colli	4 Styk
EAN nummer på salgsenhed	30707387094875
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6 cm	9.5 cm	15 cm	0.314 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk