

Produktdatablad

Produktnavn Connecta, 3-vejhane med slange, steril

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10004414



Specifikationer

Ref.nummer	394995
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	5 Styk
EAN nummer på salgsenhed	30382903949954
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	UNITED STATES
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Contains PVC, phthalate content unspecified (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
11.9 cm	18.7 cm	28.9 cm	0.41 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk