

Produktdatablad

Produktnavn Vacutainer, luer adapter med ventil, blå, steril

Mediq varenr.: 10004415

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	367300
Indhold/salgsenhed	100 pakke
Colli	10 Styk
EAN nummer på salgsenhed	30382903673002
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	UNITED STATES
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7.2 cm	8.3 cm	12.1 cm	0.22 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk