

Produktdatablad

Produktnavn Vacutainer,
veneprøvetagningssæt, grøn,
safety-lok, steril, 21G x 3/4in, 0,8
mm x 19 mm

Mediq varenr.: 10004424

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	367282
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	4 Styk
EAN nummer på salgsenhed	30382903672821
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	THAILAND
PVC Ja/Nej	Contains PVC, phthalate content unspecified (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
10 cm	12.5 cm	25.6 cm	0.3 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk