

Produktdatablad

Produktnavn Omnistrip, suturtape
let elastisk, beige, steril, 6 mm x
101 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10004577



Specifikationer

Ref.nummer	540684
Indhold/salgsenhed	500 pakke
Colli	6 Styk
EAN nummer på salgsenhed	04049500263849
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	CHINA
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6 cm	12.3 cm	16.7 cm	0.25 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk