


Produktdatablad

Produktnavn Omnistrip, suturtape let elastisk, beige, steril, 12 mm x 101 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10004583



Specifikationer

Ref.nummer	540685
Indhold/salgsenhed	300 pakke
Colli	6 Styk
EAN nummer på salgsenhed	4049500484466
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	CHINA
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6.1 cm	10.4 cm	16.5 cm	0.27 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk