

Produktdatablad

Produktnavn OpSite Post-op, filmforbinding med melolin kompres, steril, 10 cm x 25 cm

Mediq varenr.: 10004753

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	66000714
Indhold/salgsenhed	20 pakke
Colli	10 Styk
EAN nummer på salgsenhed	05000223441401
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	CHINA
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
5.7 cm	14.7 cm	34.2 cm	0.4 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk