

# Produktdatablad

## Produktnavn Peha-Haft, fikseringsbind, latexfri, 6 cm x 4 m

Mediq varenr.: 10004867

Dato: 29.04.2025



### Specifikationer

| Ref.nummer               | 932442         |
|--------------------------|----------------|
| Indhold/salgsenhed       | 1 Styk         |
| Colli                    | 140 Styk       |
| EAN nummer på salgsenhed | 4052199289236  |
| Regulativ                | MDR (2017/745) |
| Oprindelsesland          | GERMANY        |
| Bemærkninger             |                |

### Forpakning

| Længde | Bredde | Højde | Vægt    |
|--------|--------|-------|---------|
| 6 cm   | 5 cm   | 5 cm  | 0.02 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)