

Produktdatablad

Produktnavn ADL, albuestok med std. håndtag, trykknapijustering, 76 - 96 cm

Mediq varenr.: 10005020

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	220DKSW
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	50 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	SWEDEN
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
160 cm	0.001 cm	0 cm	0.6 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk