

# Produktdatablad

Produktnavn PolyMem Wic,  
cavitetsfiller uden klæber,  
perforeret, steril, 8 cm x 8 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10005106



## Specifikationer

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Ref.nummer               | 5733                              |
| Indhold/salgsenhed       | 10 pakke                          |
| Colli                    | 4 Styk                            |
| EAN nummer på salgsenhed | 735471257331                      |
| Regulativ                | MDD (93/42)                       |
| Oprindelsesland          | SWEDEN                            |
| PVC Ja/Nej               | Free from PVC (health care items) |
| Bemærkninger             |                                   |

## Forpakning

| Længde | Bredde | Højde | Vægt   |
|--------|--------|-------|--------|
| 10 cm  | 10 cm  | 10 cm | 0.1 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)