

Produktdatablad

Produktnavn Mediplast, øresug,
metal, beige, luer-lock, steril, 1,0
mm x 70 mm

Mediq varenr.: 10005155

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	6066500100 (KOSAN)
Indhold/salgsenhed	60 pakke
Colli	30 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	JAPAN
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
13.7 cm	10.3 cm	15 cm	0.15 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk