

Produktdatablad

Produktnavn HEINE, UniSpec Sigmoidoskoprør, engangs, Ø 20 mm, 25 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10005248



Specifikationer

Ref.nummer	E-003.18.825
Indhold/salgsenhed	25 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	4053755126514
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
16.2 cm	25.5 cm	32 cm	1.7 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk