

Produktdatablad

Produktnavn Ethicon Vicryl Rapid, sutr, ufarvet, 45 cm med FS-2S nål, steril, 4-0

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10005419



Specifikationer

Ref.nummer	V2920H
Indhold/salgsenhed	36 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	30705031106554
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GEORGIA
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6 cm	10 cm	14 cm	0.25 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk