


Produktdatablad

Produktnavn Konnektor, t/ nefrostomi PVC 3-v-h, rot. luer- lock, 30 cm

Mediq varenr.: 10005919

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	60MR222830T
Indhold/salgsenhed	10 pakke
Colli	15 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	ITALY
Latex Ja/Nej	Free from latex
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk