

Produktdatablad

Produktnavn Mediplast, øresug,
metal, sort, luer-lock, steril, 0,7 mm
x 70 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10006170



Specifikationer

Ref.nummer	6066500070 (KOSAN)
Indhold/salgsenhed	60 pakke
Colli	30 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	JAPAN
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
13.3 cm	10.5 cm	15.3 cm	0.19 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk