

Produktdatablad

Produktnavn Vacutainer,
prøvetagningssæt, blå, safety-lok,
steril, 23G x 3/4in, 0,6 mm x 19 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10006470



Specifikationer

Ref.nummer	367288
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	4 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
PVC Ja/Nej	Contains PVC, phthalate content unspecified (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
9.8 cm	12.5 cm	25.2 cm	0.31 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk