

Produktdatablad

Produktnavn Vacutainer, glas til serumanalyser med skrivefelt, rød, plast, 10 ml

Mediq varenr.: 10006996

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	367896
Indhold/salgsenhed	100 pakke
Colli	10 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	IVDD (98/79)
Oprindelsesland	SWEDEN
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
11.2 cm	17.5 cm	21 cm	0.956 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk