

# Produktdatablad

Produktnavn **Microlance 3, kanyle,  
grøn, steril, 21G x 5/8in, 0,8 mm x  
16 mm**

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10006998



## Specifikationer

| Ref.nummer               | 304434      |
|--------------------------|-------------|
| Indhold/salgsenhed       | 100 pakke   |
| Colli                    | 50 Styk     |
| EAN nummer på salgsenhed |             |
| Regulativ                | MDD (93/42) |
| Oprindelsesland          | SWEDEN      |
| Bemærkninger             |             |

## Forpakning

| Længde | Bredde | Højde   | Vægt     |
|--------|--------|---------|----------|
| 9.3 cm | 8.5 cm | 11.5 cm | 0.106 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)