

Produktdatablad

Produktnavn Ethicon Vicryl Rapid, sutur, ufarvet 45 cm med FS-2 nål, steril, 5-0

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10009223



Specifikationer

Ref.nummer	V2910H
Indhold/salgsenhed	36 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	30705031106523
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6 cm	11.5 cm	14 cm	0.244 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk