

Produktdatablad

Produktnavn **Klinion, non woven
kompres, 4 lag, brev a 5 stk., steril,
5 cm x 5 cm**

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10009590



Specifikationer

Ref.nummer	175003
Indhold/salgsenhed	100 pakke
Colli	30 Styk
EAN nummer på salgsenhed	08715343055267
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	NETHERLANDS
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
14.2 cm	8.3 cm	9.7 cm	0.07 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk