

Produktdatablad

Produktnavn Ethicon Vicryl Rapid, suture, ufarvet, 45 cm med P-3 nål, steril, 4-0

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10009643



Specifikationer

Ref.nummer	V4940H
Indhold/salgsenhed	36 pakke
EAN nummer på salgsenhed	30705031108244
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
1 cm	1 cm	1 cm	0.24 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk