

Produktdatablad

Produktnavn **Klinipress Novopad,
med perforeret PE på begge sider,
steril, 5 cm x 5 cm**

Mediq varenr.: 10010411

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	175060
Indhold/salgsenhed	100 pakke
Colli	16 Styk
EAN nummer på salgsenhed	8715343017623
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	SWEDEN
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
10.7 cm	9.2 cm	17.5 cm	0.21 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk