

Produktdatablad

Produktnavn Medioplast, manometer til PEP modst. -30 til +30 cm H2O

Mediq varenr.: 10010421

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	71131
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk