

Produktdatablad

Produktnavn Extrudan, fingertip med vakuumkontrol, steril

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10010621



Specifikationer

Ref.nummer	815
Indhold/salgsenhed	2000 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	5907746670007
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	POLAND
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Contains PVC, phthalate content unspecified (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
1 cm	1 cm	1 cm	1 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk