

PRODUKTDATABLAD

Rüsch ureterkateter med stilet, 70 cm, røntgenfast, steril

Ureterkateter med ét sideøje og stilet. Kateteret er udstyret med røntgen- og længdemarkering, som sikrer præcis placering og kontrol under indføring.

Kateteret har farvekoder for nem identifikation:

- Rød markering: højre side/nyre
- Grøn markering: venstre side/nyre

Leveres med en Luer-lock adapter for sikker og tæt tilkobling til sprøjte eller skylleudstyr.

- Sterilt, enkeltpakket produkt
- Til engangsbrug
- Emballage kan åbnes sterilt
- Radiopaque (synlig ved røntgen)
- Længdemarkering for nøjagtig placering



PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril:	Ja
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur væk fra direkte sollys
Bortskaffelse af vare:	Følg lokale retningslinier
Bortskaffelse af emballage	Genanvendelse/forbrænding
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
10010694	Rüsch ureterkateter m. stilet, 70 cm, røntgenfast, steril, 1 øje, h/v markering, ch 3	Æske á 10 stk.	223602-000030
10010695	Rüsch ureterkateter m. stilet, 70 cm, røntgenfast, steril, 1 øje, h/v markering, ch 4	Æske á 10 stk.	223602-000040