

Produktdatablad

Produktnavn Rüsç, endotest
forbindelsesslange, 100cm, PVC,
steril, 2,0 mm x 3,0 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10010704



Specifikationer

Ref.nummer	230100-000000
Indhold/salgsenhed	10 pakke
Colli	62 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Contains PVC, phthalate content unspecified (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
3.6 cm	20 cm	54.4 cm	0.364 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk