

Produktdatablad

Produktnavn Hudson, adaptor til monitorering

Mediq varenr.: 10010718

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	41669
Indhold/salgsenhed	50 pakke
EAN nummer på salgsenhed	14026704657367
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	MEXICO
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
11 cm	20.5 cm	26.5 cm	0.565 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk