

Produktdatablad

Produktnavn Hudson, studs til flowmeter, til aggregat- singleuse

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10010731



Specifikationer

Ref.nummer	42555
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	24 Styk
EAN nummer på salgsenhed	14026704657404
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	MEXICO
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
11 cm	10.9 cm	10.5 cm	0.208 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk