


Produktdatablad

Produktnavn Gibeck, Oxy-Vent adaptor uden slange

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10010736



Specifikationer

Ref.nummer	49912
Indhold/salgsenhed	20 pakke
Colli	10 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	MALAYSIA
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder ja 25 dage
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
19.1 cm	7.7 cm	32.7 cm	0.251 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk