

Produktdatablad

Produktnavn **Welch Allyn,
konnektor, bajonet han/
slangekonnektor 4 mm**

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10010780



Specifikationer

Ref.nummer	5082-184
Indhold/salgsenhed	10 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Directive not validated for this part - please update to correct value
Oprindelsesland	UNITED STATES
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
3.4 cm	4.8 cm	8.9 cm	0.13 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk