

Produktdatablad

Produktnavn Rüsç, luer-lock adapter, fastspændt, blå, steril, ch 3-6

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10011049



Specifikationer

Ref.nummer	340702-000000
Indhold/salgsenhed	10 pakke
Colli	100 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
5.5 cm	8 cm	22 cm	0.063 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk