

Produktdatablad

Produktnavn Welch Allyn, koaksialt oftalmoskopoved LED 3,5V

Mediq varenr.: 10011062

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	11720-L
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	UNITED STATES
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
4.5 cm	5.3 cm	8.9 cm	0.083 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk